

|                                                                                   |                                                                        |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  | <b>AC LABOR ASSISTENCIA TÉCNICA<br/>LABORATORIAL E HOSPITALAR</b>      |                     |
|                                                                                   | Informativo                                                            | IN° 01<br>Revisão00 |
|                                                                                   | <b>COBAS MIRA/S/PLUS -<br/>MANUAL DE INSTALAÇÃO<br/>PÓS MANUTENÇÃO</b> | Pág:1-1             |

Prezado cliente,

Antes de utilizar seu equipamento, leia este informativo atentamente e, em caso de dúvidas, entre em contato com AC Labor.

Verifique as condições gerais de seu equipamento, pois antes de deixar nossa empresa, verificamos sua integridade e checamos todos os itens necessários. O equipamento sai pronto para uso, tendo sido testado e aprovado com testes de reprodutividade.

Desembale o equipamento cuidadosamente sem deitá-lo.

Verifique se existe alguma trava fixando as partes móveis, tais como motor X, Y e Z das agulhas.

Verifique as conexões das tubulações de água, superior e esgoto, inferior.

Antes de ligá-lo na tomada, cheque a tensão - 110V ou 220V. De preferência, ligue-o em um estabilizador ou no-break.

Após liga o equipamento, faça uma PRIME com água purificada utilizando as tecla alpha numérica conforme descrito abaixo:

-INFO – 6 – 1 – F1. Deixe o equipamento funcionando por 60 segundos como as pipets em OFF. Para alternar entre os STATUS ON e OFF, utilize a TECLA F3.

Verifique se há bolhas nas seringas de reagente e amostra. Em seguida, coloque as mesmas em ON.

Inicie, novamente, o PRIME.

Verifique se há fluxo de água nas agulhas, colocando as agulhas em UP, primeiro a de reagentes e depois a de amostras. Lembramos que, para alterar a posição da agulha é necessário que o equipamento esteja parado. Portanto, pressione F1 para parar o equipamento, mude a posição da agulha e pressione F1 novamente, permitindo assim que o equipamento volte a funcionar.

Caso tenha alguma dúvida, entre em contato conosco por telefone, 62 - 3251-9215 ou por e-mail, [aclabor@aclabor.com.br](mailto:aclabor@aclabor.com.br).

A AC Labor agradece por ter nos escolhido!